

Käyttöohje / Bruksanvisning / Instructions

PAISEEC



Paiseec S3 liikkumisskootteri

Paiseec S3 mobility scooter

Paiseec S3 mobilitetsscooter

Product ID: 103836222

Maahantuoja:

SUOMITRADING.fi

Realparkinkatu 12, 37570 Lempäälä

+358 (0)10 430 3490



FI



Kiitos, että valitsit Paiseec-apuvälineen!

Paiseec-liikkumisskootteri on suunniteltu erityisesti senioreille ja muutoin liikuntaesteisille ulko- ja sisäkäyttöön.

Turvallisuuden lisäksi pidämme tärkeänä mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Luethan tämän ohjekirjan huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa turvallisuuden ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi.

Mikäli vamma tai muu terveydellinen syy voi vaikuttaa kykyysi hallita laitetta, keskustele ennen käyttöä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa käyttöturvallisuuden varmistamiseksi.

Säilytä käyttöohje huolellisesti mahdollista tulevaa tarvetta varten

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi ohjeen teksti, kuvat ja muu sisältö saattavat poiketa hieman laitteestasi. Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia laitteeseen. Kiitämme ymmärryksestä ja pyydämme aina ensisijaisesti toimimaan laitteen todellisten ominaisuuksien mukaisesti.

Pyydämme lukemaan käyttöohjeen huolellisesti sekä tutustumaan laitteen toimintaan ja käyttöön ennen sen varsinaista käyttöönottoa. Varmista, että tämä käyttöohje säilytetään.


1. Tuotetiedot

Pakkauksen sisältö

- 1 kpl Paiseec liikkumisskootteri
- 1 kpl Tavarakori
- 2 kpl Skootterin avain
- 1 kpl Laturi
- 1 kpl Käyttöohje

Laitteen osat


Ohjauslaite



1. Nopeusnäyttö
2. Akun merkkivalo
3. Ajovalon merkkivalo
4. Turvajärjestelmän merkkivalo
5. Ajotila
6. Kaasukahva
7. Säätonuppi (peruutus, nopeusasetus, kävelytila)
8. Äänitorvi
9. Valokatkaisija


Skootterin osat

1. Ohjauskahva
2. Tavarakori
3. Ajovalo
4. Etupuskuri
5. Kynärnoja
6. Istuin
7. Takarengas 10"
8. Eturengas 9"
9. Virtalukko
10. Latausportti
11. Ripustuskoukku
12. Tangon taittomekanismi
13. Jalkojen alusta
14. Elektromagneettisen jarrun kahva
15. Kaatumisenestopyörä
16. Istuimentaittokahva
17. Akkukotelon kannen lukko



Laturi ja akku


1. Laturin merkkivalo
2. Laturin liitin
3. Virtajohto
4. Akun latausportti
5. Akun liitin



2. Toiminnot


Liikkumisskootterin avaaminen

1. Nosta ohjaustanko pystyasentoon ja lukitse taittomekanismi. Varmista ensin, että tanko on pystyasennossa ja käännä kahvaa vasemmalle lukitaksesi asennon.
2. Nosta istuinta kunnes kuulet avauksen lukkiutumisen merkinä loksahduksen
3. Kiinnitä tavarakori paikoilleen ohjaustangon etuosaan



Liikkumisskootterin taittaminen kasaan


1. Irrota tavarakori ohjaustangosta
2. Nosta käsinojat pystyasentoon ja laske istuin vetämällä istuimen alla olevasta taittokahvasta eteenpäin ja paina istuinta kevyesti alaspäin.
3. Vapauta ohjaustangon taittolukitus kiertämällä lukitusolkea oikealle ja taita sitten ohjaustanko alas kuvan osoittamalla tavalla



Akun irrottaminen ja kiinnittäminen

Akun irrotus

Aseta avain jalkatuen alaosan päädyssä olevaan lukkoon ja käännä avain 'Unlock'-asentoon. Vedä avaimesta ja nosta akun suojakansi pois. Irrota akku kotelosta nostamalla kahvasta ylöspäin. Varmista että akku irrotetaan vetämällä suoraan ylöspäin, jotta pikakiinnikkeet eivät vaurioidu.



Akun kiinnitys

Aseta akun pohjassa olevat liittimet samaan linjaan akkukotelon liittimien kanssa ja laske akku koteloon suorassa. Aseta akun suojakansi takaisin ja lukitse se kääntämällä avain 'Lock'-asentoon. Varmista, että akun suojakansi kiinnittyy tiiviisti.

3. Käyttö

Tarkista ennen käynnistämistä seuraavat asiat:

1. Skootterin yleiskunto

Varmista ennen käynnistämistä, että skootterin osat on asennettu ja lukittu asianmukaisesti paikoilleen. Tarkista ettet havaitse puuttuvia, huonosti kiinnitettyjä tai rikkonaisia osia.

2. Elektromagneettinen jarru

Testaa, että manuaalinen työntötila aktivoituu, kun vedät jarrukahvaa alaspäin.

Testaa, että vetämällä jarrukahvaa ylöspäin elektromagneettinen jarru lukittuu ja manuaalinen työntäminen ei ole mahdollista.

3. Renkaat

Tarkista, että renkaissa on ilmaa ja että niihin ei ole jäänyt kiinni mitään, mikä voisi aiheuttaa renkaiden puhkeamisen.

Tarkista, että renkaiden kuviopinta on vähintään 0,5 mm syvä ja että renkaissa ei ole halkeamia tai epämuodostumia.

Liikkeelle lähdön yhteydessä tarkista, esiintyykö renkaissa näkyvää heilumista sivuttaissuunnassa.

4. Istuin

Varmista, että istuin on lukittunut istuma-asentoon ja että käsinojien tuet ovat tukevasti kiinni.

Jos havaitset poikkeamia yllä olevissa osissa, älä käytä laitetta ja ole yhteydessä huoltoon.


Tarkista ennen liikkeelle lähtöä seuraavat asiat

1. Tarkista, että akun lataus ja muut näytön merkkivalot näkyvät normaalisti, kun laitteeseen on kytketty virta päälle.
2. Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa. Kuusi valopalkkia näytön vasemmassa laidassa osoittavat akun lataustasoa, mitä enemmän palkkeja sitä enemmän virtaa akussa on. Pyri lataamaan akku mahdollisimman nopeasti, jos akun lataustason alimmainen valopalkki näkyy punaisena.
3. Tarkista, että ajovalojen kytkin toimii ja valot syttyvät ja sammuvat normaalisti.
4. Tarkista, että äänimerkin antopainike toimii ja että äänimerkki kuuluu selkeästi.
5. Testaa säätönupin toimivuus ja että ääniopasteet toimivat normaalisti nuppia kääntäessä.
6. Varmista, että kaasukahva ei tunnu löysältä ja toimii normaalisti.
7. Varmista, että renkaiden pyöriessä ei kuulu epänormaaleja ääniä.
8. Tarkista, että elektromagneettisen jarrun kahva on säädetty pois päältä -asentoon



Jos havaitset poikkeamia yllä olevissa osissa, älä käytä laitetta ja ole yhteydessä huoltoon.

Käynnistäminen

Käynnistä skootteri asettamalla avain virtalukkoon ja käännä oikealle. Näytön valot syttyvät palamaan, kun virta on päällä.

**Ajaminen eteenpäin**

1. Käännä säätönuppi Low-asetukseen.
2. Vedä kaasukahvasta (vasen tai oikea puoli) ajaaksesi eteenpäin.



3. Sääda nopeutta tarpeen mukaan:

Low: alhainen nopeus, n. 3 km/h


Medium: keskinopeus, n. 6 km/h

High: suurin nopeus, n. 10 km/h

Aluksi laitteen käyttöön tutustuessa suosittelemme harjoittelemaan Low-nopeusasetuksella.

Peruutus



1. Käännä säätönuppi Reverse-asetukseen.
2. Vedä kaasukahvasta (vasen tai oikea puoli) peruuttaaksesi.




Peruutusnopeus 2 km/h.

Jarruttaminen

1. Normaali jarrutus (eteenpäin ajaessa tai peruuttaessa: päästä kaasukahvasta pysähtyäksesi)




2. Hätäjarrutus: Käännä avain virtalukossa ääriasentoon vasemmalle aktivooidaksesi hätäjarrutuksen ja lyhentääksesi pysähtymismatkaa.



3. Laitteessa on jarrutusavustin, joka aktivoituu käännettäessä valitsin
 - Reverse-tilasta Low-tilaan
 - Low-tilasta Reverse-tilaan
 - High-tilasta Walk-tilaan
 - Walk-tilasta High-tilaan


Kääntyminen

1. Ajettaessa skootteri kääntyy, kun ohjaustankoa käännetään.
2. Käännyttäessä hidasta nopeutta ja tee kääntöliikkeet rauhallisesti. Suosittelemme aluksi harjoittelemaan kääntymistä turvallisessa ympäristössä.
3. Turvallisuus-merkkivalo syttyy ja skootterin automaattinen älyjarru hidastaa nopeutta, jos kääntyminen tapahtuu liian nopeassa vauhdissa.
4. Yhtäkkinen ohjaustangon kääntäminen lisää kaatumisen riskiä etenkin nopeassa vauhdissa.



Kävely-tila


1. Aseta säätönuppi tilaan "Walk".
2. Voit taluttaa liikkumisskootteria pitämällä kaasuvipua vedettynä ja ohjaamalla ohjaustangosta.
3. Taluttaessa kaasuvivun vapauttaminen aktivoi jarrun ja skootteri pysähtyy.



Elektromagneettisen jarrun vapauttaminen

Laitteen elektromagneettinen jarru voidaan tarvittaessa vapauttaa manuaalisesti, jolloin skootteria voi taluttaa, jos olosuhteet tai laitteen rikkoutuminen estävät normaalin ajamisen.

Vapauta laitteen takaosassa sijaitseva jarru vetämällä jarrukahvasta, jolloin elektromagneettinen jarru kytkeytyy pois päältä.



Vapauta elektromagneettinen jarru vain pakottavassa tilanteessa. Tarpeettomasti vapautettu jarru voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Ajo-olosuhderajoitukset

1. Vältä ylittämästä kynnyksiä, joiden korkeus on yli 5 cm



2. Vältä ajamasta rinteisiin, joiden kaltevuus on yli 8 °.



3. Älä aja sivuttaissuunnassa kaltevuudelta 5 ° tai enemmän olevassa rinteessä.



4. Älä yritä ylittää yli 10 cm leveydeltään olevia aukkoja.



5. Älä aja pehmeillä tai kitkattomilla alustoilla, kuten hiekalla, suolla, lumella tai jäällä.



**Varoitukset**

Tutustu alla oleviin varoituksiin sekä paikallisiin turvallisuusmääräyksiin ja säädöksiin. Toimi ohjeiden ja lakien mukaisesti oman ja muiden turvallisuuden takaamiseksi.


Lue käyttöohje huolellisesti ennen ajoa.

1. Ajaessa tarkkaile ympäristöä ja ajo-olosuhteita. Väkijoukossa, kapeissa tiloissa, epätasaisella alustalla, rinteissä, seinien tai muiden kulkuesteiden lähellä aja varovasti ja käyttäen alhaisinta nopeusasetusta.
2. Lähesty katukiveyksen reunoja, portaita, rinteitä tai muunlaisia esteitä ajamalla keula edellä suorassa ja pidä nopeus maltillisena.
3. Älä koske renkaita laitteen ollessa käynnissä. Valvo myös, että muut ihmiset eivät pääse koskemaan renkaita laitteen ollessa ajovalmiudessa.
4. Älä vapauta elektromagneettista jarrua ilman pätevää syytä välttyäksesi tapaturmilta.
5. Nouse välineen kyytiin ja pois kyydistä tasaisella alustalla.
6. Noudata erityistä varovaisuutta ja suosi ajonopeustilaa 'Low' ajaessasi kaltevalla alustalla.
7. Huomioi, että pysähtyessäsi alamäessä jarrutusmatka pitenee. Vapauta kaasua ennakoiden pidempää pysähtymismatkaa.
8. Laitte hidastaa turvallisuussyistä kulkunopeutta, kun rinne jyrkkenee.
9. Älä lainaa laitetta henkilöille, jotka eivät tunne sen toimintaperiaatteita.
10. Alle 16-vuotiaat eivät saa käyttää laitetta.
11. Suosittelemme käyttämään kypärää, ajamiseen sopivia laseja ja muita suojarusteita.
12. Jarrutusmatka pitenee liukkaalla alustalla. Suosi rauhallista ajonopeutta ja vältä tarpeetonta ajoa liukkaalla kelillä.
13. Hämärässä tai pimeässä ajaessa tulee ajovalot olla päällä.
14. Alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena ajaminen on kielletty.

Painorajoitukset:

1. Kuljettajan enimmäispaino saa olla 120 kg.
2. Tavarakorin enimmäiskantavuus on 4 kg.

Näyttösymbolit







Symboli	Nimitys	Kuvaus
	Ajotilan merkkivalo	Valkoinen: Normaali ajo tai muu käyttö Punainen: Ajo estetty Yleisiä tilanteita, joissa ajo estyy: 1. Istuintunnistin ei havaitse kuljettajaa, kun jokin ajotiloista on aktivoitu. 2. Säätonuppi on asetettu 'Walk'-tilaan kun ajetaan jyrkkää rinnettä. 3. Jos merkkivalo muuttuu punaiseksi, kun laite käynnissä stand-by-tilassa ja kaasua kytetään, tulee kaasukahva vapauttaa ja käynnistää laite uudestaan. 4. Säätonuppi on käännetty kahden asennon väliin. Käännä nuppi oikeaan asentoon.
	Turvajärjestelmän merkkivalo	Pois päältä: PAi-turvajärjestelmä ei aktivoitu Valkoinen valo: Aktiivinen PAi-turvajärjestelmä tunnistaa tieolosuhteet ja optimoi laitteen toimintaa paremman ajokokemuksen varmistamiseksi.
	Ajovalojen merkkivalo	Pois päältä: Ajovalo pois päältä Valkoinen valo: Ajovalo päällä
	Nopeusnäyttö	Laitteen sen hetkinen nopeus
	Akun varauksen merkkivalo	Laitteen sen hetkinen akun varaustaso
	Lataussymboli	Valo syttyy laitteen latautuessa

Ääniopastimen äänenvoimakkuus

Ääniopastimen äänenvoimakkuuden oletustaso on korkein mahdollinen. Jos haluat vaimentaa ääntä tai kytkeä ääniopastimen kokonaan pois, toimi alla olevan ohjeen mukaisesti. Vaihtoehdot äänenvoimakkuudelle on 100 %, 50 % ja äänetön.

1. Käynnistä skootteri kääntämällä avaimella virrat päälle.
2. Käännä säätönuppi tilaan 'Walk'
3. Paina ajovalot päälle
4. Pidä äänimerkinantopainiketta pohjassa 8 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänen "Volume adjusted to 50 %. Please drive with caution."




Äänenvoimakkuus on nyt asetettu 50 prosenttiin oletusvoimakkuudesta.

Asettaaksesi laitteen äänettömään tilaan, toista edellä mainitut vaiheet. Takaisin 100 prosenttiseen äänen voimakkuuteen pääset toistamalla samat toimenpiteet äänettömässä tilassa.

Äänimerkinantolaitteen äänenvoimakkuus ei muutu, vaikka ääniopastimen ääntä muutetaan, jotta voidaan varmistua äänitorven turvallisesta toiminnasta.

4. Akku ja lataus



Latauksen merkkivalon värit:

Punainen: Lataus käynnissä
Vihreä: Lataus valmis tai laite standby-tilassa

1. Aloita lataus sammuttamalla laitteen virta.
2. Kytke Paiseec Mobility Scooter -laturin virtajohto laturiin ja sitten pistorasiaan (110V-220V AC pistoke).
3. Kytke laturi laitteen etuosassa sijaitsevaan latausporttiin.
4. Laturin merkkivalo (punainen) syttyy latauksen käynnistyttyä. Varmista, että myös skootterin näytössä olevan lataussymbolin valo palaa latauksen merkiksi.
5. Latauksen kesto on noin 8-13 tuntia akun koosta riippuen. 12 Ah akun latausaika tyhjästä täyteen on noin 7-9 tuntia, ja 20 Ah akun noin 11-13 tuntia.
6. Kun akku on latautunut täyteen lataus katkeaa automaattisesti ja vihreä valo syttyy merkiksi latauksen päättymisestä.
7. Lopuksi irrota laturi ensin skootterista ja sitten pistorasiasta.

Akun ylläpito ja turvallisuus

Lue tämän käyttöohjeen akkua ja latauslaitetta koskevat toimintaohjeet huolellisesti ja noudata niitä.

1. Käytä vain alkuperäistä Paiseec Mobility Scooter -laturia.
2. Älä yritä purkaa akkua tai laturia osiin.
3. Akun tai laturin purkaminen voi johtaa tulipaloon tai räjähdykseen.
4. Laitteen takuu ei ole voimassa, jos akku, laturi tai liikkumisskootteri puretaan.
5. Latausympäristö:
 - a. Lataa tilassa, jonka lämpötila on 0-40 °C. Laitteen lataaminen tämän lämpötila-alueen ulkopuolella voi estää latauksen tai vahingoittaa skootteria tai akkua.
 - b. Vältä lataamista korkeissa lämpötiloissa. Korkea lämpötila voi aiheuttaa akun ylikuumenemisen ja vaurioitumisen.

- c. Vältä lataamista alhaisissa lämpötiloissa. Alle nollan asteen lämpötilassa lataamista tulee välttää akun ylikuormituksen estämiseksi.
- d. Vältä lataamista kosteassa ympäristössä. Älä lataa laitetta kosteissa tiloissa oikosulkujen välttämiseksi.
- e. Lataa akku hyvin tuuletetussa ja riittävän tilavassa paikassa (vähintään kaksi kertaa laitteen kokoisessa tilassa), jossa ei ole syttyviä kaasuja. Heikko ilmanvaihto tai samassa tilassa olevat helposti syttyvät aineet voivat aiheuttaa räjähdysvaaran tai muita turvallisuusriskejä.

6. Latausvaatimukset

- a. Lataa laitetta 110–220 V / 50–60 Hz -pistorasiasta.
- b. Vältä liian korkeaa tai matalaa jännitettä, sillä se voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa vaaratilanteita.
- c. Kun lataus on valmis, irrota latausliitin skootterista.
- d. Laturin pitäminen kytkettynä pitkään voi heikentää akun laatua.
- e. Liikkumisskootterin akku vaatii yleensä 8–13 tunnin latausajan saavuttaakseen täyden kapasiteetin. Ylilataus vahingoittaa akkua ja lyhentää sen käyttöikää.
Paiseec Mobility Scooter -laturi katkaisee virran automaattisesti, kun akku on täynnä. Käytä aina alkuperäistä laturia akun ylilatauksen välttämiseksi.
- f. Älä koske akkuun tai laturiin latauksen aikana tai heti latauksen päätyttyä. Latauksen aikana akun ja laturin lämpötila nousee ja niiden koskeminen on kielletty palovammojen välttämiseksi.
- g. Älä koske tai kastele liitännäspintoja, äläkä aseta niiden lähelle metalliesineitä tai muita vieraita esineitä oikosulun välttämiseksi. Oikosulku voi johtaa henkilövahinkoihin sekä liikkumisskootterin tai sen osien vaurioitumiseen.
- h. Älä käytä jatkojohtoja lataamiseen mahdollisen sähköiskun, oikosulun tai tulipalon ennaltaehkäisemiseksi.
- i. Älä vedä virtajohtoa voimakkaasti mahdollisen sähköiskun, oikosulun tai tulipalon ennaltaehkäisemiseksi.
- j. Älä käsittele akkua märillä käsillä mahdollisen sähköiskun välttämiseksi.
- k. Älä lataa akkua silloin, kun jarru on vapautettuna, sillä laite voi liikkua ja aiheuttaa onnettomuuden.

7. Laitteen ja laturin säilytys

- a. Pidä liikkumisskootteri ja akku poissa lämmönlähteiden läheltä räjähdysten tai muiden onnettomuuksien välttämiseksi.
- b. Älä anna liikkumisskootterin tai akun joutua kosketuksiin veden kanssa. Älä upota akkua veteen oikosulun välttämiseksi.
- c. Pidä akku ja laturi kuivina, jotta oikosulut tai muut toimintahäiriöt seuraavien latausten aikana vältetään.
- d. Vältä akkuun tai laturiin kohdistuvia iskuja (törmäyksiä, pudottamista tai voimakasta käsittelyä), jotta sisäisten osien vaurioitumisesta johtuvat onnettomuudet voidaan välttää.
- e. Jos akku on ulkoisesti vaurioitunut tai sen toiminnassa havaitaan poikkeavuuksia, lopeta sen käyttö ja lataaminen välittömästi ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- f. Muista sulkea suojakansi, kun akun latausliitäntä ei ole käytössä, jotta vesi tai muut tekijät eivät pääse aiheuttamaan vahinkoa.
- g. Tarkista laturi ja akku säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Jos havaitset ongelmia, vaihda laturi tai akku välittömästi.
- h. Jos skootteria on käyttämättä vähintään 30 päivän ajan, akku tulee ladata 80 %:iin (viisi palkkia mittarissa) ja säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa. Pitkäaikaissäilytyksen aikana

laitetta tulee ladata vähintään 30 päivän välein neljän tunnin ajan, jotta akun varaus pysyy vähintään 50 %:ssa (kolme palkkia mittarissa).

- i. Lataa laite 100 %:iin kolmen kuukauden välein, jotta akun käyttöikä pitenee.
- j. Jos ajon jälkeen akun varaustason näytössä on yksi palkki jäljellä, laite tulee ladata 7 päivän kuluessa, jotta akku ei vaurioidu liiallisen purkautumisen vuoksi.
- k. Huomioi, että jos akkua ei ladata ajoissa, se voi vaurioitua pysyvästi liiallisen purkautumisen seurauksena. Liiallisen purkautumisen aiheuttama akun vika ei kuulu takuun piiriin.

5. Huolto ja ylläpito

Noudata huolto- ja ylläpito-ohjeita varmistaaksesi laitteen optimaalisen toiminnan ja vähentääksesi mahdollisia vikatilanteita sekä pitääksesi huolta turvallisuudesta ja käyttömukavuudesta.

1. Lue turvallisen käytön ohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ohjeiden tarkoituksen. Paiseec Mobility Scooter -scooterin ohjainyksikkö on koko laitteen keskeinen osa. Älä yritä avata, korjata tai muuttaa ohjainyksikköä. Pyyhi ohjainyksikön pinta säännöllisesti kuivalla ja pehmeällä liinalla lian poistamiseksi. Ohjainyksikköä ei saa käyttää ympäristöissä, erittäin korkeissa lämpötiloissa tai hyvin kosteassa ympäristössä.
2. Älä yritä avata, korjata tai muuttaa moottorin sisäistä rakennetta, sillä se voi vahingoittaa moottoria ja mitätöidä takuun. Moottorin pitkäaikainen ylikuormittaminen tai rajoittaminen on ehdottomasti kielletty. Puhdista moottorin pinta säännöllisesti, erityisesti moottorin johtoihin kertyvä lika. Älä altista moottoria vedelle. Yli 5 cm syvässä vedessä ajaminen voi päästää vettä moottoriin ja aiheuttaa pysyvän moottorivaurion.
3. Älä käytä voimakkaita kemikaaleja, esimerkiksi bensiiniä, Paiseec Mobility Scooter -scooterin rungon tai muiden osien puhdistamiseen. Käytä sen sijaan kevyesti kostutettua liinaa. Lisäksi liikkumisscooteri tulee tarkistaa ja huoltaa säännöllisesti.
4. Tarkista säännöllisesti, tarvitseeko akku latausta, ja varmista ennen ajoa, että jarrut toimivat oikein. Tarkista ajoittain ohjausvivun kiinnitysruiden kireys ja varmista, että vipu on neutraalissa asennossa. Pidä sähköjärjestelmä kuivana. Tarkista akun kunto säännöllisesti ja puhdista akun liitin tarvittaessa.
5. Jos liikkumisscooteria ei käytetä pitkään aikaan, lataa akku kerran kuukaudessa. Tarkista säännöllisesti johtojen eristys sekä pistokeliitäntöjen kunto. Tarkista myös, esiintyykö etu- tai takarenkaissa heilumista.
6. Jos havaitset poikkeamia, ota yhteys jälleenmyyjään sopivan huoltosuunnitelman varmistamiseksi.

6. Tekniset tiedot

Suorituskyky	Maksiminopeus	10 km/h
	Maksimi nousukulma	8°
	Maksimi pysäköintikulma	15°
	Esteen ylityskorkeus (porras)	5 cm
	Esteen ylityskorkeus (ei porrasta)	7 cm
	Käyttölämpötila	-15-40 °C
Akku ja lataus	Akku	37V 12Ah litiumakku
	Laturi	42V 1.5A
	Akun irrotus	Tuettu
Skootterin mitat ja rakenne	Mitat avattuna (P×L×K)	109×55×88 cm, tavarakorin kanssa
		99×55×88 cm, ilman koria
	Mitat taitettuna (P×L×K)	99×55×43 cm, ilman koria
	Paino (akun kanssa)	32 kg
	Eturenkaat	9" ilmatäytteiset renkaat
	Takarenkaat	10" ilmatäytteiset renkaat
Istuin	Maavara	7 cm
	Istuimen koko	40×35 cm
Elektroninen järjestelmä	Ajojärjestelmä	PAi-turvajärjestelmä
	Moottori	250 W harjaton moottori
	Jarrujärjestelmä	Kaksoisjarrujärjestelmä: sähkömagneettinen jarru ja elektroninen jarru
	Lukituksen avaus	Mekaaninen avain
Tavaransäilytys	Koukku	Vakiovaruste
	Kori	Vakiovaruste
Latauslaite	Tulojännite	100-240 V, 50/60 Hz
	Nimellislähtöjännite	42V
	Nimellinen lähtövirta	1,5 A
	Käyttölämpötila	0-40 °C
	Latausaika	8-10 tuntia
Skootterin kantavuus	Käyttäjän enimmäispaino	Käyttäjän paino 120 kg Maksimi nousukulma: 8° Maksiminopeus tasaisella pinnalla: 10 km / h Maksiminopeus 8° nousussa: 6 km / h Käyttäjän paino 100 kg: Maksiminopeus 8° nousussa: 8 km / h Käyttäjän paino 75 kg: Maksiminopeus 8° nousussa: 10 km / h

Huomioitavaa: Enimmäisnopeudet eri kuormituksilla ja rinteiden kaltevuuksissa ovat viitteellisiä ja niihin vaikuttaa myös muut olosuhteet kuten tien kunto ja akun varaustaso. Todellinen nopeus voi vaihdella käytännön tilanteissa.

6. Yleisimmät virhe- ja vikatilat

Virhe tai vika	Häiriön syy	Vianmääritys
Laite ei käynnisty avainta käännettäessä	1. Akun jännite liian alhainen 2. Vika virtalukossa	1. Lataa akku täyteen 2. Ota yhteyttä jälleenmyyjään viallisen osan vaihtamiseksi
Kaasukahva ei reagoi	1. Akun jännite liian alhainen 2. Sähkömagneettinen jarrukytkin ei ole kiinni 3. Säätonuppi väärässä asennossa 4. Istuimen tunnistinanturi ei aktivoidu.	1. Lataa akku täyteen 2. Vapauta sähkömagneettinen jarrukytkin 3. Varmista, että säätonuppi on käännetty oikeaan tilaan. 4. Ota yhteyttä jälleenmyyjään viallisen osan vaihtamiseksi
Toimintasäde liian lyhyt latauksen jälkeen	1. Akku ei ole latautunut riittävästi tai laturi on viallinen 2. Akku on kulunut tai vaurioitunut	1. Lataa akku täyteen tai vaihda laturi 2. Ota yhteyttä jälleenmyyjään akun tarkistamiseksi ja tarvittaessa vaihdettavaksi
Laturi ei lataa	1. Latausliitin on irronnut tai pistoke ei ole kunnolla kiinni 2. Verkkovirran häiriö 3. Akun vika	1. Kiinnitä liitin ja pistoke kunnolla 2. Tarkista virtalähde 3. Ota yhteyttä jälleenmyyjään akun tarkistamiseksi ja tarvittaessa vaihdettavaksi
Virransyöttö katkeaa ajon aikana	1. Ohjausyksikön suojatoiminto on aktivoitunut 2. Akun lämpösuoja on aktivoitunut	1. Sammuta skootteri ja käynnistä se uudelleen 2. Jatka ajoa moottorin jäähtyttyä
Muut viat	Muut viat, joita ei ole kuvattu edellä	Ota yhteyttä toimittajaan tai huoltopisteeseen. Älä pura liikkumisskootteria itse.

7. Takuuehdot

Korkean laadun takaamiseksi takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheistä johtuvien vikojen korjaus- ja vaihto-osat takuuajana.

Osan nimi	Takuu	Takuun kattamat tilanteet
Liikkumisskootteri	1 vuosi	Vauriot, jotka eivät johdu käyttäjän aiheuttamista ulkoisista tekijöistä
Runko	1 vuosi	Hitsauksen luonnollinen irtoaminen, juotosten irtoaminen, halkeamat keskeisissä rakenteissa, vääntyminen tai murtumat
Moottori	1 vuosi	Magneetin irtoaminen, käämin palaminen
Vaihteisto	1 vuosi	Kotelon halkeamat, öljyvuoto
Akku	12 kk / 18 kk	Lyijyakun kotelon halkeaminen tai vuoto, kapasiteetti alle 60 %; litiumakuille 18 kk takuu
Laturi	1 vuosi	Ei lataa tai ei toimi normaalisti
Ohjainyksikkö	1 vuosi	Liikkumisskootteri ei toimi normaalisti
Mittaristo	1 vuosi	Toimintahäiriö, näyttö ei toimi oikein
Renkaat	6 kuukautta	Halkeamat, murtumat tai renkaan luonnollinen puhkeaminen

Takuun rajoitukset

Takuu ei kata seuraavia tilanteita. Näissä tapauksissa korjaukset ja niihin liittyvät palvelut ovat maksullisia:

1. Paiseec-tuotteiden myynninjalkeisessa takuukäytännössä määritellyn takuuajan tai -laajuuden ylittäminen.
2. Tuotteen virheellinen käyttö, käyttöohjeiden vastainen käyttö tai puutteellinen huolto.
3. Vauriot, jotka johtuvat altistumisesta sadevedelle tai savulle, upottamisesta jäähän tai lumeen, tai korroosiosta, jonka aiheuttavat esimerkiksi lääkeaineet tai kemialliset aineet, sekä luonnonilmiöiden aiheuttamat vauriot tai toimintahäiriöt.
4. Normaali kuluminen ei kuulu takuun piiriin. Takuu ei myöskään kata vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure), kuten esimerkiksi maanjäristyksistä, taifuuneista, tulipaloista, tulvista, yhteiskunnallisista levottomuuksista, joukkomellakoista tai väkivaltarikoksista.
5. Akun huolto-ohjeiden noudattamatta jättäminen, joka on johtanut akun vaurioitumiseen. Akun vaurioituminen, jos skootteria ei ole ladattu yli 30 päivään. Huomioi, että skootteri tulee ladata 80 % varaustasoon (viisi palkkia mittarissa) ja säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa. Pitkäaikaisessa säilytyksessä laitetta tulee ladata vähintään 4 tuntia 30 päivän välein, jotta varaustaso pysyy noin 50 %:ssa (kolme palkkia mittarissa).
6. Korjaukset, muutokset, purkaminen tai muut toimenpiteet tuotteeseen tai sen osiin muualla kuin valtuutetussa Paiseec-sähköskootterien huoltoliikkeessä.
7. Paiseec-sähköskootterin osien vaurioituminen, joka johtuu ei-alkuperäisten varaosien käytöstä tai luvattomista muutoksista sähköpiireihin tai johdotuksiin.
8. Tuotteen toimintahäiriöt tai vauriot, jotka johtuvat käyttäjän toiminnasta, kuten törmäyksistä, kaatumisista, ylikuormituksesta tai ylinopeudesta ajon aikana.

8. Varoitukset ja varotoimet

Turvallisuus on huomioitu perusteellisesti Paiseec Mobility Scooter -laitteen kehityksessä ja suunnittelussa ja tuotannon aikana on suoritettu laajat turvallisuustarkastukset. Tuotteen virheellinen käyttö tai varotoimenpiteiden laiminlyönti voi kuitenkin aiheuttaa vahinkoa liikkumisskootterille sekä käyttäjille.

Paiseec Mobility Scooter on uuden tyyppinen liikkumisskootteri. Käytä laitetta vasta, kun olet lukenut tämän käyttöohjeen huolellisesti ja ymmärtänyt sen sisällön.

Laite soveltuu käytettäväksi yleisillä päällystetyillä teillä sekä sisätiloissa. Tieliikennelain mukaan tämän tuotteen käyttö ei edellytä ajokorttia.

Varoitukset

1. Liikkumisskootteri on tarkoitettu lyhyiden matkojen kulkemiseen, eikä sitä tule käyttää moottoriteillä tai muilla vaarallisilla teillä. Käytä liikkumisskootteria liikennesääntöjä noudattaen onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
2. Käytä ajaessa kypärää ja noudata paikallisia turvallisuusmääräyksiä. Varmista, että tunnet ja noudatat paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotta et riko liikennesääntöjä. Lainvastaisesta toiminnasta voit joutua oikeudelliseen vastuuseen.
3. Liikkumisskootteri ei välttämättä sovellu henkilöille, joilla on tiettyjä sairauksia, kuten sydän- ja verisuonitauteja, tai jotka ovat raskaana. Keskustele lääkärisi kanssa ennen liikkumisskootterin käyttöä varmistaaksesi, että terveydentilasi soveltuu laitteen käyttöön. Valmistaja,

maahantuoja tai jälleenmyyjä ei ole vastuussa henkilövahingoista, jotka johtuvat henkilökohtaisista syistä.

4. Kiinnitä huomiota ympäristöön ja muiden ajoneuvojen liikkeisiin käyttäessäsi laitetta. Ole jatkuvasti tarkkaavainen onnettomuuksien välttämiseksi. Jos onnettomuus tapahtuu siksi, ettet ole huomionut ympäristöäsi, olet itse vastuussa mahdollisista vahingoista.
5. Älä käytä liikkumisskootteria muihin kuin sen tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin, kuten tavaroiden kuljettamiseen tai laittomiin tarkoituksiin. Jos onnettomuus tapahtuu paikallisten lakien tai määräysten rikkomisen vuoksi tai laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on tarkoitettu, valmistaja ei ole siitä vastuussa.
6. Älä vuokraa tai lainaa liikkumisskootteria muille. Jos vuokraaminen tai lainaaminen johtaa onnettomuuteen, valmistaja, maahantuoja tai jälleenmyyjä ei ole siitä vastuussa.
7. Toivomme, että käytät liikkumisskootteria noudattaen yllä mainittuja vastuuvapauslausekkeitä, huolehdit omasta turvallisuudestasi ja noudatat paikallisia lakeja ja määräyksiä.

Varotoimet

Huomioi aina seuraavat asiat laitetta käyttäessäsi:

1. Ennen liikkumisskootterin käyttöä varmista, että ymmärrät sen käyttöohjeet ja tekniset ominaisuudet kokonaisvaltaisesti. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja toimintaohjeita. Jos olet epävarma, pyydä apua asiantuntevalta henkilöltä.
2. Kun käytät liikkumisskootteria, aseta liikenneturvallisuus etusijalle ja noudata liikennesääntöjä onnettomuuksien välttämiseksi. Noudata liikennevaloja ja -merkkejä, väistä jalankulkijoita ja muita ajoneuvoja, huomioi nopeusrajoitukset ja teiden sekä kaistojen ajosuunnat. Huomioi tie- ja sääolosuhteet ja vältä liikkumisskootterin käyttöä sateessa, lumessa tai liukkailla pinnoilla.
3. Liikkumisskootteria käytettäessä älä aja moottoriajoneuvoille tarkoitetuilla ajokaistoilla turvallisuuden varmistamiseksi. Pidä sopiva etäisyys ja nopeus ajon aikana ja seuraa liikennettä sekä edessä että takana.
4. Älä käytä matkapuhelinta tai muita elektronisia laitteita ajaessasi liikkumisskootteria, jotta vältät keskittymistä häiritsevät tekijät, jotka voivat johtaa onnettomuuksiin. Keskity ajamiseen ja vältä esimerkiksi musiikin kuuntelemista, puheluihin vastaamista, numeroiden valitsemista tai viestien kirjoittamista. Jos sinun täytyy käyttää puhelinta tai muuta laitetta, pysähdy ensin kokonaan.
5. Älä käytä liikkumisskootteria alkoholin, huumausaineiden tai ajo- tai reaktiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena, sillä se heikentää arviointi- ja reagointikykyä ja voi johtaa liikenneonnettomuuksiin. Jos olet päihtynyt, käytä muita liikkumistapoja.
6. Vältä liikkumisskootterin käyttöä pimeässä ja hämärässä. Käytä laitetta mieluiten hyvin valaistuilla alueilla. Jos ajat pimeään aikaan, käytä sopivia lisävaloja ja -heijastimia turvallisuuden parantamiseksi. Seuraa ympäristöäsi ja muiden ajoneuvojen liikkeitä ja pysy jatkuvasti tarkkaavaisena.
7. Toivomme, että nämä varotoimet auttavat sinua käyttämään liikkumisskootteria turvallisesti ja miellyttävästi. Jos sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa, ota rohkeasti yhteyttä meihin.
8. Pidätämme oikeuden tämän käyttöohjeen lopulliseen tulkintaan. Mahdolliset painovirheet tai tuotteen parannukset selitetään käyttöohjeen tulevissa versioissa. Voimme milloin tahansa tuoda markkinoille uusia tuotteita vastataksemme markkinoiden tarpeisiin. Jos käyttöohjeen toimintakuvauksissa tai suorituskäytiedoissa on ristiriitoja, ratkaiseva on aina varsinainen tuote ja siihen liittyvät täydentävät ohjeet.

9. Takuulomake

Hyvä käyttäjä,

Kiitämme sinua Paiseec-tuotteen ostamisesta. Tarjoamme tuotteelle takuupalveluja, kuten korjaus-, vaihto- ja palautuspalvelun.

Täytä tämä kortti huolellisesti, liitä tähän alkuperäinen kuitti tai verkkokaupan tilaustiedot ja säilytä tämä mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Omistajan nimi:

Sähköpostiosoite:

Toimitusosoite:

Laitteen mallinimike:

Laitteen sarjanumero:

Ostopaikka:

Myyjän yhteystieto:

Kuitin/tilauksen
tiedot:

Huoltotiedot ja -merkinnät

Kirjaus	Vian kuvaus	Vika havaittu (päivämäärä)	Vika korjattu (päivämäärä)

SV



Introduktion

Tack för att du har valt Paiseec elscooter för mobilitet.

Paiseec elscooter är en utomhusanpassad mobilitetsscooter som är särskilt utformad och i första hand avsedd för äldre personer och personer med nedsatt rörelseförmåga.

Vi värnar om din säkerhet, komfort och användarvänlighet. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten för att säkerställa korrekt och säker användning.

Förvara denna bruksanvisning på en säker plats för framtida referens.

Text, illustrationer m.m. i denna bruksanvisning kan skilja sig något från den faktiska produkten på grund av kvalitetsförbättringar eller designändringar. Vårt företag förbehåller sig rätten att göra produktändringar. Vi uppskattar din förståelse. Om det finns avvikelser mellan denna bruksanvisning och den faktiska produkten, vänligen utgå från den faktiska produkten.

Vänlig påminnelse:

Läs användarmanualen noggrant och bekanta dig med produktens funktioner och användning innan du börjar använda mobilitetsscootern. Förvara manualen på en säker plats.


1. Produktinformation

Paketinnehåll

- 1 x Paiseec mobilitetsscooter
- 1 x Korg
- 2 x Mobilitetsscooternyckel
- 1 x Laddare
- 1 x Användarmanual
- 1 x EU-försäkran om överensstämmelse

Produktens delar


Styrsystem



1. Hastighetsdisplay
2. Batteriindikator
3. Strålkastarindikator
4. Säkerhetsindikator
5. Körstatus
6. Gasreglage
7. Justeringsreglage (backning, hastighetsinställning, gångläge)
8. Signalhornsknapp
9. Ljusbrytare


Mobilitetsscooterns delar

1. Styre
2. Korg
3. Strålkastare
4. Främre stötfångare
5. Armstöd
6. Säte
7. Bakhjul 10"
8. Framhjul 9"
9. Tändningslås
10. Laddningsport
11. Upphängningskrok
12. Fällmekanism för styrröret
13. Fotplatta
14. Elektromagnetisk broms
15. Tippskyddshjul
16. Handtag för att fälla sätet
17. Batterilock



Batteri och laddare


1. Laddningsindikator
2. Laddarkontakt
3. Strömkabel
4. Batteriladdningsport
5. Batterikontakt



2. Funktioner


Uppfällning av mobilitetsscootern

1. Lyft styrröret till upprätt läge och lås sedan fällmekanismen. Säkerställ först att fällmekanismen är i uppfällt läge och vrid därefter plastspännet åt vänster för att låsa den.
2. Lyft sätet tills du hör ett klickljud, vilket betyder att sätet är helt uppfällt.
3. Montera korgen på framsidan av styrröret.



Hopfällning av mobilitetsscootern


1. Ta bort korgen från mobilitetsscootern.
2. Fäll ned sätet genom att dra handtaget under sätet framåt och sänk sedan försiktigt sätet.
3. Lossa fällmekanismen för styrröret genom att vrida plastspännet åt höger innan du fäller ned styrröret.



Ta ut och sätta i batteriet

Ta ut batteriet

Sätt in nyckeln i nyckelhålet på baksidan av fotplattan. Vrid nyckeln till läget Unlock. Dra i nyckeln för att lyfta batterilocket. Dra upp handtaget på batteriet rakt uppåt för att ta ut batteriet ur batterifacket. Se till att batteriet tas ut vertikalt för att undvika skador på kontakterna.



Installera batteriet

Justera kontakterna på batteriets undersida mot kontakterna i batterifacket. Sänk ned batteriet rakt ned vertikalt. Sätt tillbaka batterilocket och vrid nyckeln till läget lock. Kontrollera att locket sitter ordentligt fast.

2. Användning

Kontrollera följande innan start:

1. Scooters allmänna skick

Kontrollera att alla fällbara delar är korrekt monterade och låsta samt att inga delar saknas, är skadade eller sitter löst.

2. Elektromagnetisk broms

Kontrollera att bromsspaken kan dras ned för att frigöra den elektromagnetiska bromsen vid manuell förflyttning.

Kontrollera att bromsspaken kan lyftas upp för att aktivera den elektromagnetiska bromsen så att manuell förflyttning inte är möjlig.

3. Hjul

Kontrollera att däckerna är korrekt pumpade.

Kontrollera slitaget på fram- och bakhjulen. Mönsterdjupet ska vara minst 0,5 mm.

Kontrollera att inga främmande föremål sitter fast i hjulen.

Kontrollera att hjulen inte är spruckna eller deformerade.

Kontrollera att det inte finns någon märkbar wobbling i fram- eller bakhjulen vid manuell eller motoriserad rörelse.

4. Säte

Säkerställ att sätet är låst i sittläge och att armstöden sitter stadigt fast.

Om några avvikelser upptäcks ska mobilitetsscootern inte användas innan nödvändigt underhåll har utförts.


Kontrollera följande innan avfärd

1. Kontrollera att batteriets laddningsnivå och övriga indikatorlampor på displayen visas normalt när strömmen är påslagen.
2. Kontrollera om batteriet på mobilitetsscootern är tillräckligt laddat.
 - De 6 indikatorerna på vänster sida av instrumentpanelen visar batterinivån, och ju fler staplar som är på, desto högre är batterinivån.
 - Om den högra röda lampan på batteriindikatorn är tänd indikerar det att det återstående batteriet är lågt. Vänligen ladda snabbt för att undvika att batteriet får slut under din resa.
3. Kontrollera om strålkastarbrytaren kan slås på och av som vanligt.
4. Kontrollera om mobilscooterns hornknapp fungerar och om hornet hörs.
5. Kontrollera om lägesjusteringsratten fungerar korrekt och om röstpromptarna är normala när du vrider ratten.
6. Se till att gasreglaget inte är löst och kan användas normalt.
7. Vänligen kontrollera om det finns några onormala ljud när däcken roterar.
8. Kontrollera om den elektromagnetiska bromsen är i stängt läge.

Om det finns några avvikelser i ovanstående delar, vänligen avstå från att använda och utför underhåll omedelbart.


Start av elscootern

Sätt i nyckeln och vrid åt höger för att starta elscootern, instrumentpanelen kommer att lysa upp.



Körning framåt

1. Sätt lägesknappen på "Låg" hastighetsläge
2. Håll gasreglaget (antingen på vänster eller höger sida) för framåtdrift.



or





3. Justera hastigheten efter behov.
 - Låg: låg hastighet, 3 km/h (2 mph);
 - Medel: medelhastighetsläge, 4 mph (6 km/h);
 - Hög: höghastighetsläge, 6 mph (10 km/h).

Under den inledande inlärningsfasen rekommenderas att öva i låg hastighet.

Backning



1. Sätt lägesratten på "Reverse".
2. Håll gasreglaget (antingen på vänster eller höger sida) för omvänd drift.



Backhastighet: 1 mph (2 km/h).

Bromsning


Normal bromsning: släpp gasreglaget för att stanna (oavsett om det är i framåt- eller backläge).



Nödbromsning: vrider du nyckeln hela vägen åt vänster aktiveras nödstopp och bromssträckan minskas ytterligare.


Vi erbjuder bromshjälp för användare i följande situationer:

- Växlar läge från "Reverse" till "Low"
- Växlar läge från "Låg" till "Omvänd".
- Byter läge från "Högt" till "Gå".
- Byter läge från "Gå" till "Högt".




Svängning

1. Under körning svänger scootern när styret vrids.
2. Sänk hastigheten vid svängning och utför svängrörelserna lugnt och kontrollerat. Vi rekommenderar att du först övar svängning i en säker miljö.
3. Säkerhetsindikatorn tänds om din hastighet är hög vid svängar, och den intelligenta algoritmbaserade assisterade bromsningen aktiveras för att minska risken för vältning.
4. Undvik att abrupt vrida styret i höga hastigheter, eftersom detta kan orsaka en vältning.



Gångläge


1. Sätt lägesratten på "Walk"-läge.
2. Du kan gå på elscootern genom att hålla in gasreglaget (antingen på vänster eller höger sida); Styr genom att vrida på styret under promenad.
3. När gasreglaget släpps aktiveras bromsen och scootern stannar.



Frigöring av den elektromagnetiska bromsen

Den elektromagnetiska bromsen kan vid behov frigöras manuellt, vilket gör det möjligt att leda scootern om förhållandena eller ett fel på enheten förhindrar normal körning.

Frigör bromsen baktill på enheten genom att dra i bromshandtaget, varpå den elektromagnetiska bromsen kopplas ur.



Varning


Släpp endast den elektromagnetiska bromsen när det är nödvändigt, eftersom det i onödan kan utgöra en fara.

Begränsningar för körförhållanden

1. Undvik att gå upp för steg högre än 5 cm.




2. Avstå från att navigera på sluttningar brantare än 8°.



3. Kör inte sidledes på sluttningar brantare än 5°.



4. Försök inte korsa glipor som är bredare än 10 cm.



5. Kör inte på mjuka underlag som sand, kärr eller snötäckta och isiga vägar.





Varningar

För din egen och andras säkerhet, vänligen läs och följ följande säkerhetsvarningar samt relevanta lagar och föreskrifter.


Läs bruksanvisningen noggrant innan körning.

1. Var uppmärksam på omgivningen och körförhållandena under körning. Kör försiktigt och använd lägsta hastighetsläge i folksamlingar, trånga utrymmen, på ojämnt underlag, i sluttningar samt nära väggar eller andra hinder.
2. När du närmar dig trottoarkanter, trappor, sluttningar eller andra hinder, kör rakt framifrån och håll en måttlig hastighet.
3. Vidrör inte däcken när enheten är igång. Se även till att andra personer inte rör däcken när enheten är körklar.
4. Frigör inte den elektromagnetiska bromsen utan giltig anledning för att undvika olyckor.
5. Stig på och av enheten på plant underlag.
6. Var särskilt försiktig och använd hastighetsläget "Low" vid körning i lutande terräng.
7. Observera att bromssträckan blir längre vid stopp i nedförsbacke. Släpp gasen i god tid.
8. Av säkerhetsskäl sänker enheten hastigheten när lutningen ökar.
9. Låna inte ut enheten till personer som inte är bekanta med dess funktion.
10. Personer under 16 år får inte använda enheten.
11. Vi rekommenderar att använda hjälm, skyddsglasögon och annan skyddsutrustning.
12. Bromssträckan blir längre på halt underlag. Kör lugnt och undvik onödig körning vid halt väglag.
13. Vid körning i skymning eller mörker ska strålkastarna vara påslagna.
14. Det är förbjudet att köra under påverkan av alkohol eller droger.

Viktbegränsningar:

1. Förarens maxvikt är 120 kg.
2. Varukorgens maxlast är 4 kg.

Instrumentpanelindikatorer



Indikator	Namn	Beskrivning
	Åkning status indikator	Vit: N Normal körning eller annan användning Röd: Körning spärrad Vanliga situationer där körning spärras: 1. Sätessensorn känner inte av föraren när något körläge är aktiverat. 2. Justeringsreglaget är inställt i läget "Walk" vid körning i brant lutning. 3. Om indikatorn blir röd när enheten är i standbyläge och gasreglaget aktiveras, ska gasreglaget släppas och enheten startas om. 4. Justeringsreglaget är placerat mellan två lägen. Vrid reglaget till korrekt läge.
	Säkerhetssystemet indikator	Av: PAi-säkerhetssystemet är inte aktiverat Vitt ljus: Det aktiva PAi-säkerhetssystemet känner av vägförhållanden och optimerar enhetens funktion för en bättre körupplevelse
	Strålkastare indikator	Av: Strålkastaren är avstängd Vitt ljus: Strålkastaren är på
	Hastighetdisplay	Visar enhetens aktuella hastighet
	Batteri-indikator	Visar enhetens aktuella batterinivå
	Laddningssymbol	Lyser upp under laddning.

Volymjustering av röstprompt





Standardnivån för röstmeddelanden är den högsta möjliga. Om du vill sänka volymen eller stänga av röstmeddelandena helt, följ instruktionerna nedan. Tillgängliga volymnivåer är 100 %, 50 % och ljudlös.

1. Starta scootern genom att vrida på nyckeln.
2. Ställ justeringsreglaget i läget "Walk".
3. Slå på strålkastarna.
4. Håll signalhornets knapp intryckt i 8 sekunder tills du hör meddelandet: "Volume adjusted to 50 %. Please drive with caution."



Volymen är nu inställd på 50 % av standardnivån. För att ställa enheten i ljudlöst läge, upprepa ovanstående steg. För att återgå till 100 % volym, upprepa samma steg när enheten är i ljudlöst läge.

Signalhornets ljudnivå påverkas inte av dessa inställningar, för att säkerställa att varningssignalen alltid fungerar på ett säkert sätt.

Tutans volym kommer inte att ändras av dessa åtgärder för att säkerställa att tutan ljuder när du behöver den när du cyklar.



4. Batteri och laddning



Laddarindikatorlampor

Röd: Laddning pågår

Grön: Laddning slutförd eller enheten i standbyläge

1. Påbörja laddningen genom att stänga av enheten.
2. Anslut laddarens nätkabel till laddaren och därefter till ett vägguttag (110–220 V AC).
3. Anslut laddaren till laddningsporten på enhetens framsida.
4. Laddarens indikatorlampa (röd) tänds när laddningen startar. Kontrollera även att laddningssymbolen på scooterns display lyser som tecken på att laddning pågår.
5. Laddningstiden är cirka 8–13 timmar beroende på batteriets kapacitet. Ett 12 Ah-batteri tar cirka 7–9 timmar att ladda från tomt till fullt, och ett 20 Ah-batteri cirka 11–13 timmar.
6. När batteriet är fulladdat avbryts laddningen automatiskt och den gröna indikatorlampan tänds som tecken på att laddningen är klar.
7. Koppla slutligen bort laddaren – först från scootern och därefter från vägguttaget.

Batteriunderhåll och säkerhet

Vänligen läs noggrant instruktionerna i denna manual om batterier och laddare och följ de medföljande instruktionerna.

1. Använd endast original-laddaren för Paiseec Mobility Scooter.
2. Försök inte att demontera batteriet eller laddaren.
3. Demontering av batteriet eller laddaren kan leda till brand eller explosion.
4. Garantin upphör att gälla om batteriet, laddaren eller mobilitetsscootern demonteras.
5. Laddningsmiljö:
 - a. Ladda i en miljö med en temperatur på 0–40 °C. Laddning utanför detta temperaturintervall kan förhindra laddning eller skada scootern eller batteriet.
 - b. Undvik laddning vid höga temperaturer. Höga temperaturer kan orsaka överhettning och skador på batteriet.
 - c. Undvik laddning vid låga temperaturer. Laddning under 0 °C bör undvikas för att förhindra överbelastning av batteriet.
 - d. Undvik att ladda i fuktiga miljöer. Ladda inte enheten i fuktiga utrymmen för att undvika kortslutning.

- e. Ladda batteriet i ett välventilerat och tillräckligt rymligt utrymme (minst dubbelt så stort som enheten) utan brandfarliga gaser. Dålig ventilation eller närvaro av lättantändliga ämnen kan orsaka explosionsrisk eller andra säkerhetsrisker.

6. Laddningskrav

- a. Undvik för hög eller för låg spänning, eftersom det kan skada enheten eller orsaka farliga situationer.
- b. När laddningen är klar, koppla bort laddningskontakten från scootern.
- c. Att låta laddaren vara ansluten under lång tid kan försämra batteriets kvalitet.
- d. Mobilitetsscooterns batteri kräver vanligtvis 8–13 timmars laddning för att nå full kapacitet. Överladdning skadar batteriet och förkortar dess livslängd.
- e. Paiseec Mobility Scooter-laddaren bryter automatiskt strömmen när batteriet är fulladdat. Använd alltid original-laddaren för att undvika överladdning.
- f. Rör inte batteriet eller laddaren under laddning eller direkt efter att laddningen avslutats. Under laddning ökar temperaturen i batteriet och laddaren, och beröring kan orsaka brännskador.
- g. Rör inte och utsätt inte anslutningsytorna för fukt, och placera inte metallföremål eller andra främmande föremål i närheten för att undvika kortslutning. Kortslutning kan orsaka personskador samt skador på mobilitetsscootern eller dess delar.
- h. Använd inte förlängningskablar vid laddning för att undvika risk för elstötar, kortslutning eller brand.
- i. Dra inte kraftigt i nätkabeln för att undvika risk för elstötar, kortslutning eller brand.
- j. Hantera inte batteriet med våta händer för att undvika risk för elstötar.
- k. Ladda inte batteriet när bromsen är frigjord, eftersom enheten kan röra sig och orsaka en olycka.

7. Förvaringskrav för elscootern och laddaren.

- a. Håll mobilitetsscootern och batteriet borta från värmekällor för att undvika explosioner eller andra olyckor.
- b. Låt inte mobilitetsscootern eller batteriet komma i kontakt med vatten. Sänk inte ned batteriet i vatten för att undvika kortslutning.
- c. Håll batteriet och laddaren torra för att undvika kortslutning eller andra funktionsfel vid kommande laddningar.
- d. Undvik stötar mot batteriet eller laddaren (kollisioner, fall eller hårdhänt hantering) för att förebygga olyckor orsakade av skador på interna komponenter.
- e. Om batteriet är synligt skadat eller om avvikelser uppstår i dess funktion, sluta omedelbart att använda och ladda det och kontakta kundservice.
- f. Se till att skyddslocket är stängt när batteriets laddningsport inte används, så att vatten eller andra faktorer inte orsakar skador.
- g. Kontrollera laddaren och batteriet regelbundet med avseende på skador eller slitage. Om problem upptäcks, byt ut laddaren eller batteriet omedelbart.
- h. Om scootern inte används under minst 30 dagar ska batteriet laddas till 80 % (fem staplar på displayen) och förvaras på en sval och torr plats. Vid långtidsförvaring ska enheten laddas minst var 30:e dag i fyra timmar för att hålla batterinivån på minst 50 % (tre staplar på displayen).
- i. Ladda enheten till 100 % var tredje månad för att förlänga batteriets livslängd.
- j. Om batterinivån visar en stapel efter körning ska enheten laddas inom 7 dagar för att undvika skador på grund av djupurladdning.
- k. Observera att om batteriet inte laddas i tid kan det skadas permanent till följd av djupurladdning. Skador orsakade av djupurladdning omfattas inte av garantin.

5. Underhåll och service

Följ anvisningarna för underhåll och service för att säkerställa optimal funktion, minska risken för fel samt upprätthålla säkerhet och användarkomfort.

1. Läs instruktionerna för säker användning noggrant och säkerställ att du förstår deras syfte. Styrenheten på Paiseec Mobility Scooter är en central del av hela enheten. Försök inte öppna, reparera eller modifiera styrenheten. Torka av styrenhetens yta regelbundet med en torr och mjuk trasa för att avlägsna smuts. Styrenheten får inte användas i miljöer med mycket höga temperaturer eller hög luftfuktighet.
2. Försök inte öppna, reparera eller ändra motorns interna konstruktion, eftersom det kan skada motorn och ogiltigförklara garantin. Långvarig överbelastning eller blockering av motorn är strikt förbjuden. Rengör motorns yta regelbundet, särskilt smuts som samlas på motorkablarna. Utsätt inte motorn för vatten. Körning i vatten djupare än 5 cm kan leda till att vatten tränger in i motorn och orsakar permanenta skador.
3. Använd inte starka kemikalier, såsom bensin, för att rengöra scooters ram eller andra delar. Använd istället en lätt fuktad trasa. Mobilitetsscootern ska dessutom kontrolleras och underhållas regelbundet.
4. Kontrollera regelbundet om batteriet behöver laddas och säkerställ före körning att bromsarna fungerar korrekt. Kontrollera med jämna mellanrum att styrspakens fästsruvar är åtdragna och att spaken är i neutralläge. Håll elsystemet torrt. Kontrollera batteriets skick regelbundet och rengör batterikontakten vid behov.
5. Om mobilitetsscootern inte används under en längre tid, ladda batteriet en gång per månad. Kontrollera regelbundet kablarnas isolering och kontakternas skick. Kontrollera även om fram- eller bakhjulen uppvisar wobbling.
6. Om du upptäcker avvikelser, kontakta återförsäljaren för att säkerställa en lämplig serviceplan.

6. Tekniska specifikationer

Scooterprestanda	Maxhastighet	10 km/h
	Maximal stigningsvinkel	8°
	Maximal parkeringslutning	15°
	Hinderhöjd (kant/steget)	5 cm
	Hinderhöjd (utan kant)	7 cm
	Maximal hinderkorsning	-15–40 °C
Batterispecifikationer	Batteri	37V 12Ah litiumbatteri
	Laddare	42V 1.5A
	Avtagbart batteri	Stöds
Mått och konstruktion	Mått utfälld (LxWxH)	109×55×88 cm, med korg 99×55×88 cm, utan korg
	Mått hopfäld (LxWxH)	99×55×43 cm, utan korg
	Vikt på elskoter	32 kg (med batteri)
	Bakhjul	9" pneumatiska däck
	Framhjula	10" pneumatiska däck
	Markfrigång	7 cm
Säte	Sätesstorlek	40×35 cm
Elektroniskt system	Drivsystem	PAI-säkerhetssystem
	Motorspecifikation	250 W borstlös motor
	Bromssystem	Dubbelbromssystem: Elektromagnetisk broms och elektronisk broms
	Upplåsningsmetoden	Mekanisk nyckel
Förvaringsutrymme	Hook	Stödd
	Korg	Stödd
Laddarspecifikation	Ingångsspänning	100-240 V, 50/60 Hz
	Nominell utspänning	42V
	Nominell utström	1,5 A
	Driftstemperatur	0-40 °C
	Laddningstid	8-10 timmar
Lastkapacitet	Lastvikt	Användarvikt 120 kg Max klättringsvinkel: 8° Maxhastighet på plan väg: 10 km/h Maxhastighet på 8° lutning: 6 km/h Användarvikt: 100 kg Maxhastighet på 8° lutning: 6 km/h Användarvikt 75 kg Maxhastighet på 8° lutning: 10 km/h

Observera: Denna data är endast för referens för hastigheten vid olika last- och lutningsförhållanden, vilket påverkas av förhållanden som asfalt, våthet, lutning, batterieffektprocent och belastning. Den verkliga hastigheten kan variera i praktiken.

6. Vanliga fel och felsökning

Fel	Orsak till fel	Felsökning
Mobilitetsscootern startar inte när nyckeln vrids	1. Batterispänningen är för låg 2. Nyckelbrytarfel	1. Ladda batteriet helt 2. Kontakta återförsäljaren för att byta ut den defekta komponenten
Gasreglaget svarar inte	1. Batterispänningen är för låg 2. Elektromagnetisk bromsbrytare är inte stängd 3. Justeringsreglaget är i fel position; 4. Sensorn på sätet avaktiverad.	1. Ladda batteriet helt 2. Vrid på den elektromagnetiska bromsbrytaren 3. Växla Mode Knob-brytaren korrekt 4. Kontakta återförsäljaren för att byta ut den defekta komponenten
Räckvidden är för kort efter laddning	1. Otillräcklig laddning eller laddarfel 2. Batteriåldrande eller skador	1. Ladda batteriet tillräckligt eller byt ut laddaren 2. Kontakta återförsäljaren för att kontrollera om batteriet är skadat och byt ut den defekta komponenten
Laddaren laddar inte	1. Ladduttaget lossnar eller så är kontaktanslutningen inte säker 2. Fel på växelströmsförsörjningen 3. Batterifel	1. Fäst sockeln och kontakten 2. Kontrollera strömförsörjningen eller justera transformatorn 3. Kontakta återförsäljaren för kontroll och vid behov byte av batteriet
Strömavbrott under körning	1. Kontrollskydd aktiverat 2. Batterilådans termiska skydd aktiverat	1. Stäng av och sätt på elscootern igen 2. Stäng av scootern och starta den igen; fortsätt köra när motorn har svalnat
Andra fel	Andra fel som inte täcks av ovanstående riktlinjer	Kontakta leverantören eller serviceverkstad. Demontera inte mobilitetsscootern själv.

7. Garantivillkor

För att säkerställa hög kvalitet omfattar garantin reparation av fel samt reservdelar som beror på tillverknings- eller materialfel under garantitiden.

Föreningsnamn	Garanti	Garantiscenario
Mobilitetsscooter	1 år	Skador orsakade av faktorer andra än människoskapade yttre krafter
Ram	1 år	Naturlig svetsseparation, avlödning, sprickor i viktiga komponenter, deformation och sprickor
Motor	1 år	Magnetavlossning, spolebränning
Växellåda	1 år	Sprucken kapsling, oljeläckage
Batteri	12 månader / 18 månader	Sprucken blykapsling, läckage, mindre än 60 % kapacitet; 12 månaders garanti för blybatterier 18 månaders garanti för litiumbatterier
Laddare	1 år	Kan inte ladda, kan inte användas normalt
Kontrollenhet	1 år	Mobilitetsscootern kan inte användas normalt
Instrumentpanel	1 år	Fel, kan inte visas korrekt
Däck	6 månader	Sprickbildning, fraktur och naturligt däcksbrott

Garantiundantag

Garantin omfattar inte följande situationer. I dessa fall är reparationer och tillhörande tjänster avgiftsbelagda:

1. Överskridande av garantitid eller garantins omfattning enligt Paiseecs eftermarknadsvillkor.
2. Felaktig användning av produkten, användning i strid med bruksanvisningen eller bristfälligt underhåll.
3. Skador orsakade av exponering för regn eller rök, nedsänkning i is eller snö, eller korrosion orsakad av exempelvis läkemedel eller kemikalier, samt skador eller funktionsfel orsakade av naturfenomen.
4. Normalt slitage omfattas inte av garantin. Garantin täcker inte heller fel eller skador som orsakas av force majeure, såsom jordbävningar, tyfoner, bränder, översvämningar, samhällelig oro, upplopp eller våldsbrott.
5. Underlåtenhet att följa anvisningarna för batteriunderhåll som leder till batteriskador. Batteriskador som uppstår om scootern inte har laddats på över 30 dagar. Observera att scootern ska laddas till 80 % (fem staplar på displayen) och förvaras på en sval och torr plats. Vid långtidsförvaring ska enheten laddas i minst 4 timmar var 30:e dag för att hålla laddningsnivån på cirka 50 % (tre staplar på displayen).
6. Reparationer, ändringar, demontering eller andra åtgärder på produkten eller dess delar som utförts utanför en auktoriserad Paiseec-serviceverkstad.
7. Skador på delar i Paiseec-scootern som orsakas av användning av icke-originaldelar eller obehöriga ändringar i elsystem eller kablage.
8. Funktionsfel eller skador på produkten som orsakas av användarens agerande, såsom kollisioner, fall, överbelastning eller för hög hastighet vid körning.

8. Varningar och försiktighetsåtgärder

Säkerheten har beaktats noggrant vid utveckling och konstruktion av Paiseec Mobility Scooter, och omfattande säkerhetskontroller har genomförts under produktionen. Felaktig användning av produkten eller försummelse av säkerhetsåtgärder kan dock orsaka skador på mobilitetsscootern samt på användare.

Paiseec Mobility Scooter är en ny typ av mobilitetsscooter. Använd enheten först efter att du noggrant har läst denna bruksanvisning och förstått dess innehåll.

Enheten är avsedd för användning på allmänna asfalterade vägar samt inomhus. Enligt trafiklagstiftningen krävs inget körkort för att använda denna produkt.

Varningar

1. Mobilitetsscootern är avsedd för kortare resor och får inte användas på motorvägar eller andra farliga vägar. Använd scootern i enlighet med trafikregler för att förebygga olyckor.
2. Använd hjälm vid körning och följ lokala säkerhetsföreskrifter. Säkerställ att du känner till och följer lokala lagar och bestämmelser för att undvika att bryta mot trafikregler. Lagöverträdelser kan medföra rättsligt ansvar.
3. Mobilitetsscootern är inte nödvändigtvis lämplig för personer med vissa sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, eller för gravida. Rådgör med läkare innan användning för att säkerställa att din hälsa tillåter användning. Tillverkaren, importören eller återförsäljaren ansvarar inte för personskador som beror på individuella hälsoskäl.

4. Var uppmärksam på omgivningen och andra trafikanter rörelser vid användning. Var ständigt observant för att undvika olyckor. Om en olycka inträffar på grund av bristande uppmärksamhet är du själv ansvarig för eventuella skador.
5. Använd inte mobilitetsscootern för andra ändamål än de avsedda, såsom transport av varor eller olagliga syften. Om en olycka inträffar på grund av brott mot lagar eller felaktig användning ansvarar tillverkaren inte.
6. Hyr inte ut eller låna ut mobilitetsscootern till andra. Om uthyrning eller utlåning leder till en olycka ansvarar inte tillverkaren, importören eller återförsäljaren.
7. Vi rekommenderar att du använder mobilitetsscootern i enlighet med ovanstående ansvarsfriskrivningar, tar ansvar för din egen säkerhet och följer lokala lagar och bestämmelser.

Försiktighetsåtgärder

Beakta alltid följande vid användning av enheten:

1. Innan du använder mobilitetsscootern, säkerställ att du fullt ut förstår dess funktion och tekniska egenskaper. Läs bruksanvisningen noggrant och följ instruktionerna. Om du är osäker, be en sakkunnig person om hjälp.
2. Sätt trafiksäkerheten i första hand och följ trafikreglerna för att undvika olyckor. Följ trafiksignaler och skyltar, lämna företräde åt fotgängare och andra fordon, beakta hastighetsbegränsningar samt körbanor och färdriktningar. Ta hänsyn till väg- och väderförhållanden och undvik att använda scootern i regn, snö eller på hala underlag.
3. Kör inte mobilitetsscootern i körfält avsedda för motorfordon. Håll lämpligt avstånd och hastighet samt följ trafiken både framför och bakom dig.
4. Använd inte mobiltelefon eller andra elektroniska enheter under körning, då det kan distrahera och leda till olyckor. Fokusera på körningen och undvik att lyssna på musik, svara på samtal, slå nummer eller skriva meddelanden. Om du behöver använda en enhet, stanna helt först.
5. Använd inte mobilitetsscootern under påverkan av alkohol, droger eller läkemedel som påverkar kör- eller reaktionsförmågan, då detta försämrar omdöme och reaktionsförmåga och kan leda till trafikolyckor. Använd alternativa färdssätt om du är påverkad.
6. Undvik att använda mobilitetsscootern i mörker eller skymning. Använd den helst i väl upplysta områden. Om du kör i mörker, använd lämpliga extra ljus och reflexer för att öka säkerheten. Var uppmärksam på omgivningen och andra trafikanter rörelser.
7. Vi hoppas att dessa försiktighetsåtgärder hjälper dig att använda mobilitetsscootern på ett säkert och bekvämt sätt. Om du har frågor eller synpunkter, kontakta oss gärna.
8. Vi förbehåller oss rätten till slutlig tolkning av denna bruksanvisning. Eventuella tryckfel eller produktförbättringar kommer att förklaras i framtida versioner av manualen. Vi kan när som helst lansera nya produkter för att möta marknadens behov. Vid eventuella motsägelser mellan manualens beskrivningar och produktens faktiska egenskaper gäller alltid den faktiska produkten samt tillhörande kompletterande anvisningar.

9. Produktgarantikort

Kära användare,

Tack för att du köpte vårt företags produkt. Vi erbjuder dig garantitjänster såsom reparation, utbyte och retur.

Fyll i detta kort noggrant, bifoga originalkvittot eller onlinebeställningsuppgifterna och spara det korrekt för framtida ändamål.

Ägarens namn:

E-post:

Leveransadress:

Produktmodell:

Serienummer:

Köpplats:

Säljarens kontaktuppgifter:

Kvitto/beställningsdetaljer:

Underhållsregister

Tjänst	Felbeskrivning	Datum för felupptäckt	Reparationsdatum

EN



Introduction

Thank you for choosing the Paiseec Mobility Scooter.

The Paiseec Mobility Scooter is an outdoor mobility scooter designed specifically and primarily intended for the elderly and mobility-impaired individuals.

We care about your safety, comfort, and ease of use. Please read this manual carefully prior to product use to ensure proper and safe operation.

Please keep this manual stored properly for reference.

The text, illustrations, etc., in this manual may differ slightly from the actual product due to quality improvement or design changes. Our company reserves the right to make product modifications. Your understanding is highly appreciated. If there are any differences between this manual and the actual product, please refer to the actual product.

Friendly Reminder:


Please read the user manual carefully and familiarize yourself with product performance and operation prior to initial use. Please ensure this manual is properly stored.

1. Product information

Package contents

- 1 x Paiseec Mobility Scooter
- 1 x Basket
- 2 x Mobility scooter key
- 1 x Charger
- 1 x User manual
- 1 x Certificate of conformity

Steering system



1. Speed display
2. Battery indicator
3. Headlight indicator
4. Safety indicator
5. Riding status
6. Throttle lever
7. Mode knob (Reverse/Low/Medium/High/Walking)
8. Horn switch
9. Light switch


Mobility scooter parts

1. Steering Handlebar
2. Basket
3. Headlight
4. Front bumper
5. Armrest
6. Seat
7. Rear wheel 10"
8. Front wheel 9"
9. Key switch
10. Charging port
11. Storage hook
12. Pole folding mechanism
13. Floor liner
14. Electromagnetic Brake
15. Anti-tip wheel
16. Seat folding handle
17. Battery lock cover



Battery and charger


1. Charger indicator
2. Charger connector
3. Power cord
4. Battery charging port
5. Battery Connector



2. Functions


Unfolding the Mobility Scooter

1. Lift the pole to an upright position and then lock the folding mechanism (first secure the folding mechanism upward, then rotate the plastic buckle to the left to lock it into place)
2. Lift the seat and listen for a clicking sound, which indicates that the seat is fully unfolded.
3. Install the basket to the front of the pole.



Folding the Mobility Scooter


1. Remove the basket from the mobility scooter.
2. Lower the seat and lift the armrest by pulling the seat folding handle underneath the seat forward and gently lower the seat to fold.
3. Release the pole folding mechanism (rotate the plastic buckle to the right before pulling the folding mechanism down) and lower the pole.



Battery Detachment and Placement

Battery Detachment

Insert the key into the key hole on the back end of the foot rest. Turn the key to the "Unlock" position. Pull the key to lift the battery cover. Pull the handle straight out on top of the battery to take the battery out of the cartridge. Please make sure the battery is taken out vertically to avoid damage to the quick connectors



Installation of Battery

Align the connectors on bottom of the battery to the connectors in the battery cartridge. Then put the battery straight down vertically. Put the battery cover back with the key on it. Turn the key to "Lock" position to seal the battery cartridge. Please be sure the cover is sealed, or adjust it to proper position then turn the key to seal.

2. Usage

Inspect following before starting the device:

1. Overall Scooter

Please ensure all folding components of the mobility scooter are correctly assembled and locked, with no parts missing, damaged, or loose.

2. Electromagnetic Brake

Please check whether the brake lever can be pulled down to release the electromagnetic brake for manual pushing.

Please check whether the brake lever can be lifted up to deactivate the electromagnetic brake, which ensures that manual pushing is not possible.

3. Wheels

Please check whether the tires are properly inflated.

Please examine the front and rear wheels for wear, with groove depth equal to or greater than 0.5mm. Please ensure there are no foreign objects lingering.

Please check whether the front or rear wheels are cracked or deformed.

Please check whether there is noticeable wobbling of the front and rear wheels during manual or powered movement.

4. Seat

Please check whether the seat is adjusted properly, with corresponding armrest studs securely fastened, and confirm that the seat is stable.

Please check whether the armrest studs are securely fastened and if there is any wobbling.

If there are any abnormalities in the above parts, please refrain from using and promptly conduct maintenance.


Power on inspections

1. Check whether the battery level and other indicators on the dashboard are displaying normally when the power is on.
2. Please check whether the mobility scooter battery is sufficiently charged.
 - The 6 bars of indicators on the left side of the dashboard indicate the battery level, and the more bars are on, the higher the battery level is.
 - If the rightmost red light on the battery indicator is on, it indicates that the remaining battery is low. Please promptly charge to avoid running out of battery during your ride.
3. Please check whether the headlight switch can be turned on and off normally.
4. Please check whether the mobility scooter horn button is working and whether the horn sound is audible.
5. Please check whether the mode adjustment knob is working correctly, and whether the voice prompts are normal when shifting the knob.
6. Please ensure that the throttle lever is not loose and can be operated normally.
7. Please check whether there are any abnormal sounds when the tires rotate.
8. Please check whether the electromagnetic brake is in the closed position.

If there are any abnormalities in the above parts, please refrain from using and promptly conduct maintenance.

Starting the Mobility Scooter

Insert the key and turn it to the right to start the mobility scooter, the dashboard will light up.




Going forward

1. Put the Mode knob at "Low" speed mode
2. Hold the throttle lever (either on the left or right side) for forward operation.
3. Adjust the speed as needed.

Low: low speed mode, 2mph (3km/h);

Medium: medium speed mode, 4mph (6km/h);



High: high speed mode, 6mph (10km/h).



During the initial learning phase, it's recommended to practice at low-speed mode.

Reverse



1. Put the Mode knob in “Reverse”.
2. Hold the throttle lever (either on the left or right side) for reverse operation.




Reverse speed: 1mph (2km/h).

Braking

1. Normal braking: release the throttle lever to stop (whether in forward or reverse mode).



2. Emergency braking: turning the key all the way to the left activates emergency stopping, further reducing the braking distance.




3. We provide braking assistance for users in the following situations:

- Switching mode from “Reverse” to “Low”
- Switching mode from “Low” to “Reverse”.
- Switching mode from “High” to “Walk”.
- Switching mode from “Walk” to “High”.


Turning

1. During riding, turning left or right is completed by turning the steering handlebar.
2. While making turns, reduce speed and perform steering maneuvers slowly. It is recommended for to practice turns multiple times before using on the road.
3. The safety indicator will light up if your speed is excessive while turning, and the intelligent algorithm-based assisted deceleration will activate to reduce rollover risk.
4. Avoid abruptly turning the handlebar at high speeds, as this may cause a rollover.



Walking


1. Put the Mode Knob at “Walk” mode.
2. You may walk the mobility scooter by holding the throttle lever (either on the left or right side); steer by turning the handlebar during walking.
3. While walking, releasing the throttle lever will initiate braking and stop the mobility scooter.



Releasing the electromagnetic break

In case of a malfunction during travel that inhibits normal riding or pushing, you can manually release the electromagnetic brake to walk the mobility scooter forward.

Release method: Pull down the brake handle at the bottom to release the electromagnetic brake



Warning

Only release the electromagnetic brake when necessary, as doing so unnecessarily could pose a danger.

Riding Conditions Requirements

1. Avoid ascending steps higher than 2"/5 cm.



2. Refrain from navigating slopes steeper than 8°.



3. Do not drive sideways on slopes steeper than 5°.



4. Do not attempt to cross gaps wider than 4"/10 cm.



5. Do not drive on soft surfaces such as sand, marshes, or snowy and icy roads.



**Warning**

For your safety and the safety of others, please be sure to read and comply with the following safety warnings and relevant laws and regulations.


For your safety, please read the user manual carefully prior to riding.

1. When riding, please carefully observe the surroundings and road conditions. When riding in crowded areas, near walls, obstacles, narrow areas, uneven surfaces or slopes, ride cautiously at low speed.
2. When approaching curbs, steps, slopes, and obstacles, approach them head-on and proceed at low speeds.
3. Avoid coming into contact with the wheels. During travel, do not allow people around you to touch the wheels, as there is a risk of injury.
4. Please do not intentionally release the electromagnetic brake, as it may result in the mobility scooter moving and resulting in an accident.
5. Please mount or dismount from the mobility scooter on a flat and level surface.
6. Please take extra care when riding on slopes. When riding inclines, prioritize safety and adjust the speed to "Low" whenever possible.
7. When parking on a downhill slope the braking distance will increase. Please release the throttle lever in advance and allow sufficient time for stopping.
8. The mobility scooter will appropriately reduce speed as the slope increases to ensure rider safety when riding downhill.
9. Do not lend the mobility scooter to individuals who are not familiar with its operation.
10. Individuals under the age of 16 are strictly prohibited from riding the mobility scooter.
11. It is recommended to wear helmet, goggles, and other protective equipment when riding.
12. The braking distance will increase on slippery roads. Please reduce speed or avoid nonessential travel.
13. Please turn on the headlights during night riding.
14. Riding while intoxicated is prohibited.

Load Requirements

1. The weight of the driver should not exceed 265lbs (120kg).
2. The items stored in the basket should not exceed 8.8lbs (4kg).

Dashboard Indicators




Indicator	Name	Description
	Riding Status Indicator	White: Normal riding or usage. Red: Unable to ride or use. Common situations in which red may appear: 5. Failure to sit on the seat under the “Low-Medium-High” Mode Knob (On-seat sensor is not effective, only applicable to S3). 6. Putting the Mode Knob in “Walk” mode when riding on a steep slope. 7. The indicator light becomes red after the mobility scooter is started and throttle lever toggled mobility scooter; The throttle lever must be released and mobility scooter restarted to be able to use it normally. 8. During the Mode Knob adjustment process, if the Mode Knob adjustment knob is not adjusted to the correct position, the red light will also appear when in-between Mode Knob. After adjusting to the correct position, the red light will turn off.
	Safety Indicator	O-: The “PAi” Safety System is not activated. White: The “PAi” Safety System has been activated to detect road conditions and optimizes mobility scooter operation for a better driving experience.
	Headlight Indicator	O-: The headlight is off. White: The headlight is on.
88	Speed Display	Current mobility scooter speed.
	Battery Indicator	Current remaining battery level.
	Charging Indicator	Lights up during charging.


Voice prompt volume adjustment

The default volume of voice prompt is loud. If you want to turn the volume down or shut it o-, please follow our instructions below. By taking the steps below in a row you can adjust the volume to 100%, 50% and mute.


1. Start the scooter by turning the key switcher to "on"




2. Turn the mode knob to "walk" mode



3. Press the "Light" button. By now the headlight is on




4. Press and hold the "horn" button for 8 seconds. Until hear the voice: volume adjusted to 50%. Please drive with caution.



After these steps, the volume will be set to 50%. To mute the voice prompt from 50%, you will need to do these steps all over again. By doing all these steps three times, the volume will be set to the default settings (100% volume).

The volume of horn will not be modified by these operations to make sure the horn will honk when you need it when riding.

4. Battery and charging



Charger indicator lights

Red: Charging
Green: Fully charged or on standby

8. Power off the mobility scooter and plug the dedicated Paiseec Mobility Scooter charger into the charging socket.
9. Connect the charger: Plug the charger into a socket (110V~220V AC power plug) and connect to the charging port under the front of the mobility scooter.
10. Charging: The indicator (red light) on the charger will be on. At the same time, confirm that the charging indicator on the mobility scooter's dashboard is illuminated, which indicates that charging is in progress.
11. Charging duration: 8 ~ 13 hours (may vary depending on the battery specifications, 7~9h for a 12Ah battery and 11~13h for a 20Ah battery after fully discharging).
12. Charging completion: the charger powers o- automatically when the battery is fully charged. The green light stays lit, indicating that charging is complete.
13. Disconnecting the charger: unplug the charger from the mobility scooter charging port mobility scooter before unplugging the charger from the socket.

Battery Maintenance and Charging Precautions

Please carefully read the instructions in this manual regarding batteries and chargers and follow the instructions provided.

8. Please use the original Paiseec Mobility Scooter charger.
9. Do not disassemble the Paiseec Mobility Scooter battery and charger.
10. Disassembling the battery or charger may lead to res or battery explosions.
11. Disassembling the mobility scooter or charger will void the warranty.
12. Charging environment requirements
 - a. Please charge in an environment within a temperature range of 32-104°F. Charging the mobility scooter outside of this temperature range may result in inability to charge or even damage the mobility scooter or battery.
 - b. Avoid charging at high temperatures: Charging at high temperatures can cause the battery to overheat and cause damage.
 - c. Avoid charging at low temperatures: Charging in temperatures below zero should be avoided to prevent battery overcharge.
 - d. Avoid humid environments: Avoid charging in humid environments to prevent short circuits.
 - e. Charge the battery in a well-ventilated and sufficiently large space (at least twice the area of the mobility scooter) free of flammable gases. If the charging environment contains flammable gases or poor ventilation, there may be an explosion risk or other safety hazards.
13. Charging requirements
 - a. Please charge the mobility scooter from a 110~220V /50~60Hz power outlet.
 - b. Avoid using excessively high or low voltages to charge the mobility scooter, as this can damage the device or pose other dangers.
 - c. After charging is complete, please disconnect the charging connector from the mobility scooter.
 - d. Prolonged insertion of the charging connector into the battery can lead to a decrease in battery quality.
 - e. Mobility scooter batteries typically require 8 to 13 hours of charging to reach maximum capacity. Overcharging will damage the battery and shorten its lifespan.

The Paiseec Mobility Scooter charger will automatically power off after the battery is fully charged. Please use the original charger to avoid battery overcharging.

- f. Do not touch the battery and charger during or after the charge is complete. During the charging process, the temperature of the battery and charger will rise. Do not touch to avoid the risk of heat burns.
 - g. Do not directly touch or wet the interface, nor place it near any metal or other foreign objects. During the charging process, such actions pose a risk of short circuits, which may cause personal injury and damage to the mobility scooter and parts.
 - h. Do not use extension cords with the charger as there is risk of electric shock, short circuit, and fire.
 - i. Do not pull the power cord excessively hard as there is risk of electric shock, short circuit, and fire.
 - j. Do not handle the battery with wet hands as there is risk of electric shock.
 - k. Do not charge the battery during brake release as there is risk of accident due to mobility scooter movement.
14. Storage requirements for the mobility scooter and charger.
- a. Keep the mobility scooter and battery away from heat sources to avoid explosions or other accidents.
 - b. Do not let the mobility scooter or battery come into contact with water. Do not immerse the battery in water to avoid short circuits.
 - c. Keep the battery and charger dry to avoid short circuits or other malfunctions during subsequent charging.
 - d. Prevent the battery or charger from any collision (impact, dropping or force, etc.) to avoid other accidents arising from damage to internal parts.
 - e. If the battery is damaged externally or its function is found to be abnormal, stop using or charging immediately and contact customer service.
 - f. Be sure to close the cover to avoid water ingress or other damage when the battery charging port is not in use.
 - g. Regularly check the charger and battery: Regularly check the charger and battery for damage or wear. If any issues are discovered, please replace the charger or battery immediately.
 - h. If not in use in 30 days, the scooter should be charged to 80% power (five bars on indicator), and should be stored in cool and dry places. Long term storage requests the scooter for at least 4 hours charge in 30 days and to make sure there is 50% power (3 bars on indicator).
 - i. Charge the scooter every 3 months to 100% to lengthen the span life of battery.
 - j. Charge the scooter in 7 days if the battery indicator has one bar remaining after driving. Or the battery may be damaged of over-discharge.
 - k. Note: If not been charged in time, the battery may sustain irreversible damage of over-discharge. Battery failure causing by over-discharging is not included in warranty.

5. Care and maintenance

To maintain the mobility scooter's optimal performance, reduce the occurrence of malfunctions, and ensure your safe and comfortable riding experience during everyday usage, please pay attention to the following:

7. Carefully read the safety operation instructions and understand the meaning of each item. The Paiseec Mobility Scooter controller is a critical component of the entire mobility scooter. Do not attempt to open, repair or perform actions that alter the controller. Regularly wipe the controller surface with a dry and soft cloth to remove dirt. It is strictly prohibited to use the controller in environments with excessive temperature or high humidity.
8. Do not attempt to open, repair or manipulate the internal structure of the motor, as doing so can damage the motor and void the warranty. Prolonged motor overloading or blockage is strictly prohibited. You should regularly clean the surface of the motor, especially the dirt on the motor lead-out wires. Do not expose the motor to water. Crossing water with a depth of more than 5cm may lead to water entering the motor, which may result in permanent motor damage.
9. Do not use chemicals like gasoline to clean the housing and other parts of the Paiseec Mobility Scooter. Instead, use a dampened cloth to wipe. Additionally, carry out regular inspections and maintenance on the mobility scooter.
10. Regularly check if charging is needed and inspect the brakes for any malfunction before riding. Periodically examine the tightness of the lever's fixing screws and ensure the lever is in the neutral position. Keep the electrical system dry. Regularly assess the battery's condition and wipe the battery connector if necessary.
11. If the mobility scooter isn't used for an extended period, charge it once a month. Regularly check the insulation of the wires and the quality of plug connections. Check whether there is any wobbling of the front and rear tires.
12. In case of any abnormalities, please visit a dealership where professional technicians can perform a comprehensive inspection mobility scooter.

6. Technical specifications

Scooter performance	Max Speed	10 km/h
	Maximum Climbing Angle	8°
	Maximum Parking Angle	15°
	Maximum Obstacle	5 cm
	Crossing Height (Stepped)	7 cm
	Maximum Obstacle Crossing	-15-40 °C
Battery specifications	Battery Specifications	37V 12Ah lithium battery
	Charger Specifications	42V 1.5A
	Battery Detachment	Supported
Mobility scooter specification	Expanded Dimensions (LxWxH)	109×55×88 cm, including basket 99×55×88 cm, without basket
	Folded Dimensions (LxWxH)	99×55×43 cm, without basket
	Mobility Scooter Weight	32 kg (including battery)
	Rear Wheels	9" pneumatic tires
	Front Wheels	10" pneumatic tires
	Ground clearance	7 cm
Seat	Seat size	40×35 cm

Electronic system	Drive system	PAi-safety system
	Motor specification	250 W brushless motor
	Brake system	dual brake system: electromagnetic brake & electronic brake
	Unlocking method	Mechanical key
Storage space	Hook	Supported
	Basket	Supported
Charger specification	Input power voltage	100-240 V, 50/60 Hz
	Rated output voltage	42V
	Rated output current	1,5 A
	Operating temperature	0-40 °C
	Charging time	8-10 hours
Mobility scooter load	Load weight	User weight 120 kg Max climbing angle: 8° Max speed on flat road: 10 km / h Max speed on 8° slope: 6 km/h
		User weight 100 kg Max speed on 8° slope: 6 km/h
		User weight 75 kg Max speed on 8° slope: 10 km / h

Note: This data is only for reference of the speed in different load and slope conditions, which effected by conditions of pavement, wetness, gradient, battery power percentage, and load. The real speed may vary in practice.

6. Common malfunctions and trouble shooting

Malfunctions	Cause of Malfunction	Troubleshooting
The mobility scooter cannot be powered on after turning the key switch	1. Battery voltage too low 2. Key switch malfunction	1. Fully charge the battery 2. Contact dealership to replace the malfunctioning component
Throttle lever is unresponsive	1. Battery voltage too low 2. Electromagnetic brake switch not closed 3. Mode Knob switch misaligned 4. On-seat sensor deactivated.	1. Fully charge the battery 2. Turn of the electromagnetic brake switch 3. Toggle the Mode Knob switch properly 4. Contact dealership to replace the malfunctioning component
Insufficient cruise distance after charging	1. Insufficient charging or charger malfunction 2. Battery aging or damage	1. Charge the battery sufficiently or replace the charger 2. Contact dealership to check if the battery is damaged and replace the malfunctioning component
Charger not charging	1. The charger socket comes of or the plug connection is not secure 2. AC power supply malfunction 3. Battery malfunction	1. Fasten the socket and the connector 2. Check the power supply or adjust the transformer 3. Contact dealership to check if the battery is damaged and replace the malfunctioning component
Power interruption during riding	1. Controller protection activated 2. Battery box thermal protection activated	1. Turn the mobility scooter of and on again 2. Resume driving after the motor cools down
Other malfunctions	Other malfunctions not covered by the guidance above	Contact the supplier or service station. Do not disassemble the mobility scooter yourself.

7. Warranty terms

In order to ensure customer's interests and provide high quality after-sales service, our company will offer free replacement parts or warranty service for damages caused by product quality issues or material problems during the warranty period.

Part name	Warranty	Warranty Scenario
Mobility scooter	1 year	Damage caused by factors other than human-induced external forces
Frame	1 year	Natural weld separation, desoldering, cracks at key components, distortion, and fractures
Motor	1 year	Magnet detachment, coil burnout
Gearbox	1 year	Cracked enclosure, oil leakage
Battery	12 months / 18 months	Cracked lead enclosure, leakage, less than 60% capacity; 12 months warranty for lead-acid batteries 18 months warranty for lithium batteries
Charger	1 year	Unable to charge, cannot be operated normally
Controller	1 year	Mobility scooter cannot be operated normally
Dashboard	1 year	Malfunction, unable to display properly
Tires	6 months	Cracking, fracture, and natural tire burst

Warranty Exclusions

The warranty service does not cover the following situations, the repairs and related service are to be paid for accordingly:

1. Exceeding the specified service period and scope stipulated in the After-sales Warranty Policy of Paiseec Products.
2. Incorrect usage, operation, or maintenance of the Paiseec electric product according to the provided instructions.
3. Damage resulting from exposure to rainwater or smoke, immersion in ice or snow, or corrosion caused by substances like pharmaceuticals or chemical products, as well as damage or malfunctions caused by natural disasters.
4. Regular wear and tear is not covered by the warranty. Malfunctions or damage caused by force majeure (including but not limited to earthquakes, typhoons, fires, floods, social incidents, mass incidents, violent crimes, etc.).
5. Not complying with the maintenance suggestions of the battery which led to the damage of battery. Not charging the scooter for more than 30 days. (Note: charge the scooter to 80% power(five bars on the indicator) and store the scooter in places that are cool and dry. Long term storage requests 4 hours charge in at most 30 days to keep the power 50%(three bars on indicator)).
6. Repairs, modifications, disassembly, or damage to the overall product or components performed outside of authorized Paiseec electric mobility scooters service centers.
7. Damage to the components of the Paiseec electric mobility scooter due to the use of non-original parts or unauthorized alterations to circuits and wiring configurations.
8. Product malfunctions or damage caused by human factors such as collisions, falls, overloading, or speeding during riding.

8. Warnings and precautions

Safety has been thoroughly considered during the development and design of the Paiseec Mobility Scooter and extensive safety inspections conducted during production. However, incorrect use of the product or disregard for preventative measures may cause damage or injury to the mobility scooter itself and to individuals.

The Paiseec Mobility Scooter is a new type of mobility scooter. Please use only after thoroughly reading and understanding the contents of this manual.

It is suitable for general paved roads and indoor use. According to Road Traffic Safety Law, using this product does not require a driver's license.

Warnings

When using the mobility scooter, please take note of the following:

1. The mobility scooter is intended for short-distance travel and must not be used on highways or other dangerous roads. Use the scooter in accordance with traffic regulations to prevent accidents.

2. Wear a helmet while driving and follow local safety regulations. Ensure that you are familiar with and comply with local laws and regulations to avoid violating traffic rules. Violations may result in legal liability.
3. The mobility scooter may not be suitable for individuals with certain medical conditions, such as cardiovascular diseases, or for pregnant individuals. Consult a healthcare professional before use to ensure that your health condition allows safe operation. The manufacturer, importer, or distributor is not responsible for personal injuries resulting from individual health conditions.
4. Pay attention to your surroundings and the movement of other vehicles when using the device. Remain alert at all times to avoid accidents. If an accident occurs due to lack of awareness, you are responsible for any resulting damages.
5. Do not use the mobility scooter for purposes other than its intended use, such as transporting goods or for illegal activities. If an accident occurs due to violation of laws or improper use, the manufacturer is not responsible.
6. Do not rent or lend the mobility scooter to others. If renting or lending results in an accident, the manufacturer, importer, or distributor is not responsible.
7. We recommend that you use the mobility scooter in accordance with the above disclaimers, take responsibility for your own safety, and comply with local laws and regulations.

Precautions

Always observe the following when using the device:

1. Before using the mobility scooter, ensure that you fully understand its operation and technical features. Read the user manual carefully and follow the instructions. If you are unsure, seek assistance from a qualified person.
2. Prioritize traffic safety and follow traffic rules to avoid accidents. Obey traffic lights and signs, yield to pedestrians and other vehicles, observe speed limits, and follow road and lane directions. Take road and weather conditions into account and avoid using the scooter in rain, snow, or on slippery surfaces.
3. Do not operate the mobility scooter on lanes intended for motor vehicles. Maintain a safe distance and appropriate speed, and monitor traffic both ahead and behind you.
4. Do not use a mobile phone or other electronic devices while driving, as they may cause distraction and lead to accidents. Focus on driving and avoid activities such as listening to music, answering calls, dialing numbers, or typing messages. If you need to use a device, stop completely first.
5. Do not operate the mobility scooter under the influence of alcohol, drugs, or medications that impair driving or reaction ability, as this reduces judgment and reaction time and may lead to traffic accidents. Use alternative means of transportation if you are impaired.
6. Avoid using the mobility scooter in darkness or low-light conditions. Prefer well-lit areas. If driving in the dark, use appropriate additional lighting and reflectors to improve safety. Stay aware of your surroundings and other road users.
7. We hope these precautions help you use the mobility scooter safely and comfortably. If you have any questions or feedback, please feel free to contact us.
8. We reserve the right to the final interpretation of this user manual. Any printing errors or product improvements will be explained in future versions of the manual. We may introduce new products at any time to meet market needs. In case of discrepancies between the descriptions in the manual and the actual product, the actual product and its supplementary instructions shall prevail.

9. Product warranty card

Dear user,

Thank you for purchasing our company’s product. We will provide you with warranty services as repairing, replacement and return.

Please fill this card carefully, attach the original receipt or online-order details and keep it properly for future purposes.

Owner’s name:

Email:

Shipping address:

Product model:

Serial number:

Place of purchase:

Sellers contact details:

Receipt / order details:

Maintenance records

Service	Fault description	Fault noticed date	Repair date